

ギンガムチェックのハート

13×12粒（約3.4×3.1cm）・4色・104粒・難しさ：かんたん・目安 約15分
マス目の文字は色番号（MARD 2.6mm と共通）。太い線は10粒ごとです。

		F8	F8	F8				F8	F8	F8		
	F8	F14	F14	H2	F8		F8	H2	H2	F14	F8	
F8	F14	F25	F25	F14	F14	F8	F25	F14	F14	F25	F25	F8
F8	F14	F25	F25	F14	F14	F25	F25	F14	F14	F25	F25	F8
F8	H2	F14	F14	H2	H2	F14	F14	H2	H2	F14	F14	F8
F8	H2	F14	F14	H2	H2	F14	F14	H2	H2	F14	F14	F8
	F8	F25	F25	F14	F14	F25	F25	F14	F14	F25	F8	
		F8	F25	F14	F14	F25	F25	F14	F14	F8		
			F8	H2	H2	F14	F14	H2	F8			
				F8	H2	F14	F14	F8				
					F8	F25	F8					
						F8						

使う色と粒数（4色・104粒）

● F14 ピンク 37粒

● F8 クリムゾン 30粒

● F25 レッド 20粒

○ H2 ホワイト 17粒